

## BeeSana® Vliesschlitzkomresse

Unsere Vlieskompressen mit Y-Schnitt /  
Our non-woven swab with Y-cut



### Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Eigenschaften / Characteristics	Verpackung / Packaging	PZN
1793	Ca. 5 cm x 5 cm	4 fach, 30 g/m <sup>2</sup> / 4 ply, 30 g/m <sup>2</sup>	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	01330768
1794	Ca. 7,5 cm x 7,5 cm	4 fach, 30 g/m <sup>2</sup> / 4 ply, 30 g/m <sup>2</sup>	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	01330774
1795	Ca. 10 cm x 10 cm	4 fach, 30 g/m <sup>2</sup> / 4 ply, 30 g/m <sup>2</sup>	100 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 100 pcs per package.; 10 packages per carton	01330780

### Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Nicht-invasive Wundauflage, zur Wundversorgung mit Drainagen, Kanülen, Tracheotomien und Verlängerungen, nur für den Einmalgebrauch / Non-invasive wound dressing, for wound care with drains, cannulas, tracheotomies and extensions, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Spinnvliese aus Viskose, Polyester/ spun laced non-woven fabrics made from viscose, polyester
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

### Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	
Code nach UMDNS / UMDNS Code	10965 Kompressen / 10965 compresses	
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016	

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).